


## Catheter Bag Hanger Accessory

---

41" Catheter Bag Hanger with 17" of loop fastener



### Installation Instructions

1. Remove the pad from the CT table, and thoroughly clean and disinfect the table cradle.
2. Lay catheter bag hanger across the cradle near the foot end, perpendicular to the cradle, attaching the loop fastener to opposing fastener.
  - **IMPORTANT: Catheter bag hangers are to hold catheter bags only.**

### Tips for Use

The catheter bag hanger accessory is not shipped sterile. Clean it prior to each use with a water/bleach solution as recommended by the Center for Disease Control or other controlling authority.

## Supplementary Information

- A one-year product replacement cycle is recommended for products under normal usage
- This product meets ISO 10993 Skin Sensitivity standards
- This product is RoHS/REACH compliant
- This product is made of recyclable material and is latex free



### LIMITED 90 DAY WARRANTY

RadScan Medical Equipment, Inc. warrants this medical table product as follows:

**What is covered:** Defects in material or workmanship  
**For How Long:** Ninety days from receipt.  
**What We Will Do:** Replace the product.

What You Must Do to Get a Replacement Product:

1. Contact your vendor or email, FAX, or call us.
2. Give your name, address, and date of purchase.
3. We will arrange disposition of the defective product and provide a replacement.

**Other Limitations:** This warranty does not cover products that have been lost, stolen, or damaged by accident, misuse, or unauthorized modifications.

**No Other Warranty:** We make no other warranty, express or implied, to you or any other person or entity.

**No Liability for Consequential Damages:** We will not be liable for special, incidental, consequential, indirect or similar damages. This means we are not responsible or liable for damages or costs incurred due to loss of time, loss of savings, loss of profits or revenue, or loss of use of the product. Additionally, we are not responsible or liable for damages or costs in connection with claims by others, inconvenience, or similar costs. In no event will our liability for any damages to you, any other person or entity, exceed the replacement cost of the product.

**No Unauthorized Changes of Warranty:** Statements by agents, employees, and distributors such as advertising or presentations, do not constitute warranties by RadScan Medical Equipment, do not bind RadScan Medical Equipment, and should not be relied upon.

**Country/State Law Rights:** Some country/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so some of the above limitations may not apply to you.

## عربي

### تعليمات التحميل

1. قم بإزالة الوسادة من طاولة التصوير المقطعي المحوسب ، وقم بتنظيف وتطهير حامل الطاولة تمامًا.
  2. ضع شمعاعات كيس القسطرة عبر المهده بالقرب من طرف القدم ، متعامدًا مع المهده ، مع ربط قفل الحلقة بمشبك متعارض.
- هام: علاقات كيس القسطرة هي حمل أكياس القسطرة فقط.

### نصائح للاستخدام

لا يتم شحن ملحق علاقة كيس القسطرة معقمًا. قم بتنظيفه قبل كل استخدام بمحلول الماء / التبييض على النحو الموصى به من قبل مركز السيطرة على الأمراض أو سلطة مراقبة أخرى.

## معلومات تكميلية

- يوصى بدورة استبدال المنتج لمدة عام واحد للمنتجات تحت الاستخدام العادي
- يفي هذا المنتج بمعايير حساسية البشرة ISO 10993
- هذا المنتج متوافق مع RoHS / REACH
- هذا المنتج مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير وخالية من اللاتكس



### ضمان محدود لمدة 90 يوماً

تضمن شركة RadScan Medical Equipment ، Inc. منتج الطاولة الطبي هذا على النحو التالي:

ما تتم تغطيته: العيوب في المواد أو التصنيع  
إلى متى: تسعون يوماً من الاستلام.  
ما سنفعله: استبدال المنتج.

ما يجب عليك فعله للحصول على منتج بديل:

1. اتصل بالبياع أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو اتصل بنا.
2. أعط اسمك وعنوانك وتاريخ الشراء.
3. سوف نقوم بترتيب التخلص من المنتج المعيب ونوفر بديل له.

قيود أخرى: لا يغطي هذا الضمان المنتجات التي تم فقدانها أو سرقتها أو إتلافها بسبب حادث أو سوء استخدام أو تعديلات غير مصرح بها.

لا يوجد ضمان آخر: نحن لا نقدم أي ضمان آخر ، صريحاً أو ضمناً ، لك أو لأي شخص أو كيان آخر .

لا مسؤولية عن الأضرار التبعية: لن نكون مسؤولين عن الأضرار الخاصة أو العرضية أو التبعية أو غير المباشرة أو ما شابه ذلك. هذا يعني أننا لسنا مسؤولين أو مسؤولين عن الأضرار أو التكاليف المتكبدة بسبب ضياع الوقت أو فقدان المدخرات أو خسارة الأرباح أو الإيرادات أو فقدان استخدام المنتج. بالإضافة إلى ذلك ، نحن لسنا مسؤولين عن الأضرار أو التكاليف فيما يتعلق بمطالبات الآخرين أو الإزعاج أو التكاليف المماثلة. لن تتجاوز مسؤوليتنا بأي حال من الأحوال عن أي أضرار تلحق بك أو أي شخص أو كيان آخر تكلفة استبدال المنتج.

عدم وجود تغييرات غير مصرح بها على الضمان: لا تشكل بيانات الوكلاء والموظفين والموزعين مثل الإعلانات أو العروض التقديمية ضمانات من شركة RadScan Medical Equipment ، ولا تلزم معدات RadScan الطبية ، ولا يجب الاعتماد عليها.

حقوق قانون الدولة / الولاية: لا تسمح بعض الدول / الدول باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو التبعية ، لذلك قد لا تنطبق عليك بعض القيود المذكورة أعلاه.

---

## 中文

---

### 安装说明

- 1.从CT台上取下衬垫，然后彻底清洁和消毒台架。
  - 2.将导管袋悬挂器横穿底端附近的支架，垂直于支架，将环扣固定到相对的紧固件上。
- 重要：**导管袋悬挂器只能容纳导管袋。

### 使用技巧

导管袋悬挂器附件不是无菌运送的。每次使用前，均应按照疾病预防控制中心或其他控制机构的建议用水/漂白剂溶液对其进行清洁。

## 补充资料

- 对于正常使用情况下的产品，建议一年的产品更换周期
- 该产品符合ISO 10993皮肤敏感性标准
- 本产品符合RoHS / REACH标准
- 该产品由可回收材料制成，不含乳胶



## 有限90天保固

RadScan Medical Equipment, Inc.对本医疗床产品保证如下：

**涵盖范围：**材料或工艺上的缺陷

**持续多长时间：**收货后九十天。

**我们将做什么：**更换产品。

要获得替换产品，您必须做什么：

1. 与您的供应商联系或通过电子邮件，传真或致电我们。
2. 输入您的姓名，地址和购买日期。
3. 我们将安排处理有缺陷的产品并提供更换。

**其他限制：**本保修不涵盖因意外，误用或未经授权的修改而丢失，被盗或损坏的产品。

**无其他保证：**我们不对您或任何其他个人或实体做出任何其他明示或暗示的保证。

**间接损失不承担任何责任：**对于特殊，偶然，间接，间接或类似的损失，我们概不负责。这意味着我们对于因时间损失，储蓄损失，利润或收入损失或产品使用损失而造成的损失或费用不承担任何责任。此外，对于与他人提出的索赔，不便或类似费用有关的损失或费用，我们概不负责。在任何情况下，我们对您，任何其他人或实体造成的任何损害的赔偿责任均不会超过产品的更换费用。

**不得未经授权更改担保：**代理商，员工和分销商的声明，例如广告或演示文稿，不构成RadScan Medical Equipment的担保，不约束RadScan Medical Equipment，并且不应以此为依据。

**国家/州法律权利：**某些国家/州不允许排除或限制偶发或间接损失，因此上述某些限制可能对您不适用。

---

## Français

---

### instructions d'installation

1. Retirez le coussin de la table CT et nettoyez et désinfectez soigneusement le support de table.
2. Placer le support de sac de cathéter sur le berceau près de l'extrémité du pied, perpendiculairement au berceau, en fixant l'attache à boucle à l'attache opposée.

• **IMPORTANT: les supports de sac de cathéter doivent contenir uniquement des sacs de cathéter.**

### Conseils d'utilisation

L'accessoire de suspension de sac de cathéter n'est pas expédié stérile. Nettoyez-le avant chaque utilisation avec une solution d'eau / eau de Javel comme recommandé par le Center for Disease Control ou une autre autorité de contrôle.

## Information supplémentaire

- Un cycle de remplacement d'un an est recommandé pour les produits sous utilisation normale
- Ce produit est conforme aux normes de sensibilité cutanée ISO 10993
- Ce produit est conforme RoHS / REACH
- Ce produit est fait de matériaux recyclables et ne contient pas de latex



### GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

RadScan Medical Equipment, Inc. garantit ce produit de table médicale comme suit:

**Ce qui est couvert:** défauts de matériaux ou de fabrication

**Pour combien de temps:** quatre-vingt-dix jours à compter de la réception.

**Ce que nous ferons:** remplacer le produit.

Ce que vous devez faire pour obtenir un produit de remplacement:

1. Contactez votre fournisseur ou votre e-mail, FAX ou appelez-nous.
2. Donnez votre nom, adresse et date d'achat.
3. Nous organiserons l'élimination du produit défectueux et fournirons un remplacement.

**Autres limitations:** Cette garantie ne couvre pas les produits perdus, volés ou endommagés par accident, mauvaise utilisation ou modifications non autorisées.

**Aucune autre garantie:** Nous n'offrons aucune autre garantie, expresse ou implicite, à vous ou à toute autre personne ou entité.

**Aucune responsabilité pour les dommages consécutifs:** nous ne serons pas responsables des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs, indirects ou similaires. Cela signifie que nous ne sommes pas responsables des dommages ou coûts encourus en raison de la perte de temps, de la perte d'économies, de la perte de profits ou de revenus ou de la perte d'utilisation du produit. De plus, nous ne sommes pas responsables des dommages ou coûts liés aux réclamations d'autrui, des inconvénients ou des coûts similaires. En aucun cas, notre responsabilité pour tout dommage causé à vous, à toute autre personne ou entité, ne dépassera le coût de remplacement du produit.

**Aucune modification non autorisée de la garantie:** les déclarations des agents, des employés et des distributeurs telles que la publicité ou les présentations, ne constituent pas des garanties de RadScan Medical Equipment, ne lient pas RadScan Medical Equipment et ne doivent pas être invoquées.

**Droits de la loi du pays / état:** Certains pays / états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, donc certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.



---

## Deutsche

---

### Installationsanleitung

1. Entfernen Sie das Pad vom CT-Tisch und reinigen und desinfizieren Sie die Tischhalterung gründlich.
2. Legen Sie den Katheterbeutelhalter über die Halterung in der Nähe des Fußende senkrecht zur Halterung und befestigen Sie den Schlaufenverschluss am gegenüberliegenden Verschluss.

• **WICHTIG: Aufhänger für Katheterbeutel dürfen nur Katheterbeutel aufnehmen.**

### Tipps zur Verwendung

Das Zubehör für den Katheterbeutelhalter wird nicht steril geliefert. Reinigen Sie es vor jedem Gebrauch mit einer Wasser- / Bleichlösung, wie vom Center for Disease Control oder einer anderen Kontrollbehörde empfohlen.

## Zusatzinformationen

- Für Produkte unter normalem Gebrauch wird ein einjähriger Produktaustauschzyklus empfohlen
- Dieses Produkt erfüllt die Hautempfindlichkeitsstandards ISO 10993
- Dieses Produkt ist RoHS / REACH-konform
- Dieses Produkt besteht aus recycelbarem Material und ist latexfrei



## BESCHRÄNKTE 90-TÄGIGE GARANTIE

RadScan Medical Equipment, Inc. garantiert dieses medizinische Tischprodukt wie folgt:

**Was ist abgedeckt:** Material- oder Verarbeitungsfehler

**Wie lange:** Neunzig Tage nach Erhalt.

**Was wir tun werden:** Ersetzen Sie das Produkt.

Was Sie tun müssen, um ein Ersatzprodukt zu erhalten:

1. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder E-Mail, FAX oder rufen Sie uns an.
2. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihr Kaufdatum an.
3. Wir werden die Entsorgung des defekten Produkts veranlassen und einen Ersatz liefern.

**Sonstige Einschränkungen:** Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch Unfall, Missbrauch oder nicht autorisierte Änderungen verloren gegangen, gestohlen oder beschädigt wurden.

**Keine andere Garantie:** Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Sie oder eine andere Person oder Organisation.

**Keine Haftung für Folgeschäden:** Wir haften nicht für besondere, zufällige, Folgeschäden, indirekte oder ähnliche Schäden. Dies bedeutet, dass wir nicht für Schäden oder Kosten verantwortlich oder haftbar sind, die durch Zeitverlust, Verlust von Ersparnissen, Verlust von Gewinn oder Umsatz oder Verlust der Verwendung des Produkts entstehen. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich oder haftbar für Schäden oder Kosten im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter, Unannehmlichkeiten oder ähnlichen Kosten. In keinem Fall übersteigt unsere Haftung für Schäden an Ihnen, einer anderen Person oder Organisation die Wiederbeschaffungskosten des Produkts.

**Keine nicht autorisierten Änderungen der Garantie:** Aussagen von Vertretern, Mitarbeitern und Händlern wie Werbung oder Präsentationen stellen keine Garantie von RadScan Medical Equipment dar, binden RadScan Medical Equipment nicht und sollten nicht als verlässlich angesehen werden.

**Rechte des Landes / Staates:** In einigen Ländern / Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass einige der oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

---

## Ελληνικά

---

### Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε το ταμπόν από το τραπέζι CT και καθαρίστε σχολαστικά και απολυμάνετε τη βάση του τραπεζιού.
2. Τοποθετήστε την κρεμάστρα του σάκου καθετήρα κατά μήκος της βάσης κοντά στο άκρο του ποδιού, κάθετα προς τη βάση, συνδέοντας τον συνδετήρα βρόχου στον αντίθετο συνδετήρα.

• **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι κρεμάστρες για καθεήρες προορίζονται να κρατούν μόνο σάκους καθετήρα.

### Συμβουλές για χρήση

Το εξάρτημα κρεμάστρας καθετήρα καθετήρα δεν αποστέλλεται αποστειρωμένο. Καθαρίστε το πριν από κάθε χρήση με διάλυμα νερού / λευκαντικού, όπως συνιστάται από το Κέντρο Ελέγχου Νόσων ή άλλη αρχή ελέγχου.

## Συμπληρωματικές πληροφορίες

- Συνιστάται ένας κύκλος αντικατάστασης ενός έτους για προϊόντα υπό κανονική χρήση
- Αυτό το προϊόν πληροί τα πρότυπα ευαισθησίας δέρματος ISO 10993
- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με RoHS / REACH
- Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο υλικό και δεν περιέχει λατέξ



### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 90 ΗΜΕΡΩΝ

Η RadScan Medical Equipment, Inc. εγγυάται αυτό το ιατρικό επιτραπέζιο προϊόν ως εξής:

**Τι καλύπτεται:** Ελαττώματα υλικού ή κατασκευής  
**Για πόσο καιρό:** Ενενήντα ημέρες από την παραλαβή.  
**Τι θα κάνουμε:** Αντικαταστήστε το προϊόν.

Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε ένα προϊόν αντικατάστασης:

1. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή email, FAX ή καλέστε μας.
2. Δώστε το όνομα, τη διεύθυνση και την ημερομηνία αγοράς σας.
3. Θα κανονίσουμε τη διάθεση του ελαττωματικού προϊόντος και θα αντικαταστήσουμε.

**Άλλοι περιορισμοί:** Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί από ατύχημα, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

**Χωρίς άλλη εγγύηση:** Δεν παρέχουμε καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

**Χωρίς ευθύνη για συνεπαγόμενες ζημιές:** Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ειδικές, τυχαίες, παρεπόμενες, έμμεσες ή παρόμοιες ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από απώλεια χρόνου, απώλεια εξοικονόμησης, απώλεια κερδών ή εσόδων ή απώλεια χρήσης του προϊόντος. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι ή ευθύνη για ζημιές ή κόστος σε σχέση με αξιώσεις άλλων, ταιμπωρία ή παρόμοια κόστη. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη μας για τυχόν ζημιές σε εσάς, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, δεν θα υπερβεί το κόστος αντικατάστασης του προϊόντος.

**Καμία μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή εγγύησης:** Δηλώσεις αντιπροσώπων, υπαλλήλων και διανομέων, όπως διαφήμιση ή παρουσιάσεις, δεν αποτελούν εγγυήσεις από τον ιατρικό εξοπλισμό RadScan, δεν δεσμεύουν τον ιατρικό εξοπλισμό της RadScan και δεν πρέπει να γίνετε επικίνδυνοι.

**Δικαιώματα νόμου χώρας / πολιτείας:** Ορισμένες χώρες / πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

---

## **bahasa Indonesia**

---

### **instruksi instalasi**

1. Lepaskan bantalan dari meja CT, dan bersihkan dan desinfeksi tempat tidur meja.
2. Letakkan gantungan tas kateter melintasi dudukan dekat ujung kaki, tegak lurus terhadap dudukan, pasang pengikat loop pada pengikat yang berlawanan.

• **PENTING: Gantungan tas kateter hanya untuk memegang tas kateter.**

### **Kiat Penggunaan**

Aksesori gantungan kateter tidak dikirim steril. Bersihkan sebelum digunakan dengan larutan air / pemutih seperti yang direkomendasikan oleh Center for Disease Control atau otoritas pengontrol lainnya.

## Informasi tambahan

- Siklus penggantian produk satu tahun disarankan untuk produk dalam penggunaan normal
- Produk ini memenuhi standar Sensitivitas Kulit ISO 10993
- Produk ini memenuhi persyaratan RoHS / REACH
- Produk ini terbuat dari bahan daur ulang dan bebas lateks



## GARANSI 90 HARI TERBATAS

RadScan Medical Equipment, Inc. menjamin produk tabel medis ini sebagai berikut:

**Apa yang ditanggung:** Cacat pada bahan atau pengerjaan

**Untuk Berapa Lama:** Sembilan puluh hari sejak diterimanya.

**Apa Yang Akan Kami Lakukan:** Ganti produk.

Yang Harus Anda Lakukan untuk Mendapatkan Produk Pengganti:

1. Hubungi vendor atau email Anda, FAX, atau hubungi kami.
2. Berikan nama, alamat, dan tanggal pembelian Anda.
3. Kami akan mengatur disposisi produk yang cacat dan memberikan pengganti.

**Batasan Lain:** Jaminan ini tidak mencakup produk yang hilang, dicuri, atau rusak karena kecelakaan, penyalahgunaan, atau modifikasi yang tidak sah.

**Tidak Ada Jaminan Lainnya:** Kami tidak membuat jaminan lain, tersurat maupun tersirat, untuk Anda atau orang atau entitas lain.

**Tanpa Tanggung Jawab atas Kerusakan Akibat:** Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan khusus, insidental, konsekuensial, tidak langsung, atau serupa. Ini berarti kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kerusakan atau biaya yang timbul karena kehilangan waktu, kehilangan tabungan, kehilangan keuntungan atau pendapatan, atau hilangnya penggunaan produk. Selain itu, kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kerusakan atau biaya sehubungan dengan klaim oleh orang lain, ketidaknyamanan, atau biaya serupa. Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab kami atas kerusakan apa pun terhadap Anda, orang atau entitas lain, melebihi biaya penggantian produk.

**Tidak Ada Perubahan Jaminan yang Tidak Sah:** Pernyataan oleh agen, karyawan, dan distributor seperti iklan atau presentasi, bukan merupakan jaminan oleh Peralatan Medis RadScan, tidak mengikat Peralatan Medis RadScan, dan tidak boleh diandalkan.

**Hak Hukum Negara / Negara:** Beberapa negara / negara bagian tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan kerusakan insidental atau konsekuensial, sehingga beberapa batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda.

---

## 한국어

---

### 설치 방법

1. CT 테이블에서 패드를 제거하고 테이블 크래들을 철저히 청소하고 소독하십시오.
  2. 카테터 백 걸이를 발 끝 근처의 크래들에 걸쳐 크래들에 수직으로 놓고 루프 패스너를 반대쪽 패스너에 부착합니다.
- **중요** : 카테터 백 걸이는 카테터 백만 보관해야 합니다.

### 사용 팁

카테터 백 걸이 액세서리는 멸균 상태로 배송되지 않습니다. 질병 통제 센터 또는 기타 통제 기관이 권장하는 물 / 표백제 용액으로 매번 사용하기 전에 청소하십시오.

## 추가 정보

- 정상적인 사용 환경에서는 1 년의 제품 교체주기를 권장합니다
- 이 제품은 ISO 10993 피부 감도 표준을 충족합니다
- 이 제품은 RoHS / REACH를 준수합니다
- 이 제품은 재활용 가능한 재료로 만들어졌으며 라텍스가 없습니다



## 제한적 90 일 보증

RadScan Medical Equipment, Inc.는 이 의료 테이블 제품을 다음과 같이 보증합니다.

**다루는 내용** : 재료 또는 제작상의 결함

**기간** : 수령 후 90 일.

**수행 할 작업** : 제품을 교체하십시오.

교체 제품을 얻기 위해해야 할 일 :

1. 공급 업체에 문의하거나 이메일, 팩스 또는 전화로 문의하십시오.
2. 이름, 주소 및 구매 날짜를 알려주십시오.
3. 결함이있는 제품의 처분을 준비하고 교체를 제공합니다.

**기타 제한 사항** : 이 보증은 사고, 오용 또는 무단 개조로 인해 분실, 도난 또는 손상된 제품에는 적용되지 않습니다.

**기타 보증 없음** : 당사는 귀하 또는 다른 사람이나 단체에 대해 명시 적 또는 묵시적인 다른 보증을 하지 않습니다.

**결과적 손해에 대한 책임 없음** : 당사는 특별, 부수적, 결과적, 간접적 또는 유사한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 즉, 당사는 시간 손실, 저축 손실, 이익 또는 수익 손실 또는 제품 사용 손실로 인해 발생하는 손해 또는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한 타인의 청구, 불편 또는 유사한 비용과 관련된 손해 또는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 귀하, 다른 사람 또는 단체에 대한 손해에 대한 당사의 책임은 제품의 교체 비용을 초과하지 않습니다.

**무단 보증 변경 없음** : 광고 또는 프리젠테이션과 같은 에이전트, 직원 및 유통 업체의 진술은 RadScan 의료 기기의 보증을 구성하지 않으며 RadScan 의료 기기를 구속하지 않으며 의존해서는 안 됩니다.

**국가/주법의 권리** : 일부 국가/주에서는 우발적 또는 결과적 손해의 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로 위의 제한 중 일부는 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.



---

## Español

---

### Instrucciones de instalación

1. Retire la almohadilla de la mesa de CT y limpie y desinfecte a fondo la base de la mesa.
2. Coloque el gancho de la bolsa del catéter sobre la cuna cerca del extremo del pie, perpendicular a la cuna, uniéndolo al cierre de bucle al cierre opuesto.

• **IMPORTANTE: Los ganchos para bolsas de catéteres son para sostener bolsas de catéteres únicamente.**

### Consejos de uso

El accesorio para colgar la bolsa del catéter no se envía estéril. Límpielo antes de cada uso con una solución de agua / lejía según lo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades u otra autoridad de control.

## Información suplementaria

- Se recomienda un ciclo de reemplazo de producto de un año para productos bajo uso normal
- Este producto cumple con los estándares ISO 10993 de sensibilidad de la piel
- Este producto cumple con RoHS / REACH
- Este producto está hecho de material reciclable y no contiene látex



## GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

RadScan Medical Equipment, Inc. garantiza este producto de tabla médica de la siguiente manera:

**Qué está cubierto:** defectos en el material o la mano de obra

**Por cuánto tiempo:** Noventa días desde la recepción.

**Lo que haremos:** reemplazar el producto.

Lo que debe hacer para obtener un producto de reemplazo:

1. Póngase en contacto con su proveedor o correo electrónico, FAX o llámenos.
2. Dé su nombre, dirección y fecha de compra.
3. Arreglaremos la disposición del producto defectuoso y le proporcionaremos un reemplazo.

**Otras limitaciones:** Esta garantía no cubre productos que se han perdido, robado o dañado por accidente, mal uso o modificaciones no autorizadas.

**Ninguna otra garantía:** no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita, a usted ni a ninguna otra persona o entidad.

**Sin responsabilidad por daños consecuentes:** No seremos responsables por daños especiales, incidentales, consecuentes, indirectos o similares. Esto significa que no somos responsables por daños o costos incurridos debido a la pérdida de tiempo, pérdida de ahorros, pérdida de ganancias o ingresos, o pérdida de uso del producto. Además, no somos responsables por daños o costos relacionados con reclamos de terceros, inconvenientes o costos similares. En ningún caso nuestra responsabilidad por daños a usted, cualquier otra persona o entidad, excederá el costo de reemplazo del producto.

**Sin cambios de garantía no autorizados:** las declaraciones de los agentes, empleados y distribuidores, como publicidad o presentaciones, no constituyen garantías de RadScan Medical Equipment, no vinculan a RadScan Medical Equipment y no se debe confiar en ellas.

**Derechos de ley de país / estado:** algunos países / estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que algunas de las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.